

Автоклав P&T Medical LTD 23-A

ФСЗ 2009/04596

паровой, объем камеры 23 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 8 шт., сушка, принтер, полки 3 шт., 47.5×63.2×44.3 см, вес 57 кг

P&T (Ningbo) Medical Equipment Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	23 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	8
Сушка	Да
Принтер	Да
Количество полок	3
Размеры	47.5×63.2×44.3 см
Вес	57 кг

Описание

Автоклав Pmedical модели LTD 23L-A – это автоклав класса В, подходящий для ежедневной стерилизации медицинских инструментов абсолютно любой конфигурации и формы без исключений!

Этот аппарат самый большой в линейке P&T и он имеет максимум необходимых функций:

- автоматическое управление циклом стерилизации;
- три стандартные программы стерилизации;
- возможность индивидуального режима (t: 105°C-135°C);
- быстрая программа полной стерилизации требует всего 21 минуту;
- тесты B&D и VACUUM-тест для подтверждения качества стерилизации;
- хорошая вместимость (за 1 цикл стерилизуется полный набор необходимых инструментов для одного специалиста);
- тройной цикл предвакуума (гарантирует, что горячий пар проникнет во все полости, тонкие трубочки и пористый материал, а вакуумная сушка обеспечит полную стерильность на завершающей стадии);

- возможность штатного подключения автоматической подачи воды;
- мембранная панель управления очень проста, а удобство и наглядность стерилизации обеспечивает LED-дисплей и система звуковой сигнализации;
- корпус сделан из медицинского пластика, рассчитанного на регулярную обработку дезинфицирующими средствами без появлений изменений цвета и неровностей поверхности;
- для регистрации данных о стерилизации предусмотрено опциональное подключение мини-принтера или USB-адаптера;
- управление полностью автоматическое, включая электромеханический запор дверцы, а также возможность залива и слива используемой дистиллированной воды.

Объем камеры	23 л
Температура стерилизации	121°C, 134°C - подстройка 2-3°C 105°C - 134°C - индивидуальная настройка
Количество программ стерилизации	8
Вес	57 кг
Размеры	47.5×63.2×44.3 см
Сушка	Вакуумная
Замок	Электромеханический
Порт принтера	Опция
Порт USB	Опция
Дисплей	LCD
Наполнение воды	Ручное, Автоматическое
Количество лотков	3
Материал камеры	Нержавеющая сталь
Управление	Автоматическое
Дополнительно	До 4-х циклов предвакуума
Загрузка	до 6 кг инструментов