

Прибор офтальмологический UD-800 ультразвуковой диагностический

РЗН 2020/9828

A/B-сканер

Tomey Corporation, Япония



Характеристики

Вид	A/B-сканер
-----	------------

Описание

Ультразвуковой A/B сканер UD-800 – В-сканер, биометр, пахиметр и А-дигностика - все в одном устройстве. **UD-800** разработан таким образом, чтобы удовлетворить все потребности врача-офтальмолога. Такие особенности, как новое поколение датчиков с кольцевым массивом, сенсорный экран высокого разрешения или передача данных через USB или локальную сеть, делают это устройство простым в обращении, эффективным и быстрым в работе.

С входящим в комплект уникальным 2-х кольцевым В-датчиком и биометрическим А-датчиком UD-800 является фантастическим инструментом для обеспечения высокой производительности.

Интуитивно понятное программное обеспечение поможет легко выполнить все измерения, результаты которых можно распечатать (на встроенном или внешнем принтере) или просто сохранить во внутренней базе данных или на ПК. Данные могут быть экспортированы в медицинские сети в формате DICOM, либо по вашему выбору в чистом виде.

Особенности A/B сканера UD-800:

- модульная конфигурация;
- внутренняя база данных;
- биометрический А-скан 10 МГц;
- круговой матричный многочастотный В-датчик 10 МГц;
- пахиметрия (опционально);
- В-датчик с частотой 60 МГц UBM (опционально);
- диагностический А-датчик (опционально);
- подключение к ОА-2000.