

Акушерский тренажер Медиус А01 с куклой

обучающая модель, для родовспоможения, размер
500×480×160 мм, вес 1.25 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для родовспоможения
Режим работы	учебный
Состав	- тренажер - 1 шт.; - кукла - 1 шт; - руководство по использованию, паспорт – 1 шт.; - коробка упаковочная - 1 шт
Размер	500×480×160 мм
Вес	1.25 кг

Дополнительные характеристики

Модель «Акушерский тренажер» предназначена для отработки навыков оказания помощи при приеме родов, освоения механизма родов при изучении сложных разделов акушерства в медицинских училищах и вузах. Модель представляет собой пластмассовый усеченный торс женщины, без брюшной стенки, с тазовыми костями и мягкой половой щелью. Кукла, имитирующая плод имеет мягкую пластмассовую головку, тельце выполнено из ткани с набивкой мягким наполнителем. Габаритные размеры: тренажер - 50×48×16 см, вес – 1250 гр., кукла – 44×14×10 см, вес – 400 гр.