

Анализатор газов крови, pH, электролитов, гематокрита, лактата и глюкозы Gem Premier 3500

ФСЗ 2011/11022

картриджный, анализатор газов крови / электролитов / метаболитов, артериальная / венозная / капиллярная кровь, длина волн - нм, контроль качества, принтер

Instrumentation Laboratory Co., США



Характеристики

Тип	картриджный
Анализатор	газов крови / электролитов / метаболитов
Материал для исследования	гепаринизированная кровь
Тип исследуемой крови	артериальная / венозная / капиллярная
Параметры исследования	- pH ион водорода; - pCO2 парциальное давление углекислого газа; - pO2 парциальное давление кислорода; - Na+ ион натрия; - K+ ион калия; - Ca++ ионизированный кальций; - Glucose глюкоза; - Lactate лактат; - Hct гематокрит; +18 расчетных параметров.
Длина волн	- нм
Контроль качества	Да
Память	Да
Принтер	Да

Дополнительные характеристики

- компактен: работает без использования баллонов с калибровочными газами;
- все необходимое для измерения (реагенты, электроды, промывочный, заполняющий растворы) находятся в одном картридже;
- гибкость прибора: в зависимости от потребностей можно выбрать для работы картриджи с необходимым количеством и наборов тестов;

- нет скрытых расходов: нет сервиса, нет сменных деталей, нет замены дорогостоящих электродов, нет склада;
- в случае неиспользования прибора не требует никаких дополнительных манипуляций – просто отключение из сети.