

Тренажер Abdominal Examination Trainer для отработки навыков физикального обследования

набор абдоминальных патологий / набор органов
брюшной полости / торс, для физикального
обследования



Limbs & Things LTD, Великобритания

Характеристики

Тип	набор абдоминальных патологий / набор органов брюшной полости / торс
Назначение	для физикального обследования
Состав	- брюшная полость, полость таза и нижняя часть грудной клетки - 3 сменные модели печени: слегка увеличенной, увеличенной со сглаженным нижним краем и увеличенной с нижним краем неправильной формы - 2 сменные модели селезёнки: со слегка увеличенными и значительно увеличенными размерами - 2 сменные модели почек разных размеров - растянутый мочевой пузырь - 2 сменные модели аорты: нормальной и с аневризмой - набор из 6 патологических образований брюшной полости, включающих: - 4 гладких образования: двух размеров, каждый размер изготовлен в двух вариантах - плотной и мягкой консистенции - 2 образования плотной консистенции неправильной формы Набор для имитации изменения объема живота, включающий: - сумку для имитации асцита; - сумку для имитации вздутия живота вследствие скопления газов - насос - поролоновую вставку-имитатор

Дополнительные характеристики

Набор для имитации изменения объема живота может использоваться для диагностики асцита с использованием методики перкуссии, выявления мигрирующей тупости или флюктуации жидкости, а также для симуляции непроходимости кишечника, выявляемой при перкуссии и аускультации. Кожа живота легко отделяется от тренажера для легкой замены внутренних органов. Кожа живота растягивается при имитации газового вздутия живота и асцита. Тренажер имеет сменные модели внутренних органов с нормальным и патологическим строением и патологические образования различных размеров, которые быстро и легко устанавливаются в брюшной полости. Органы реалистичны при пальпации и должны реалистично реагировать при перкуссии. В тренажере присутствует пульсаторный баллон, позволяющий имитировать пульсацию

нормальной аорты и аневризмы аорты. В тренажере предусмотрена возможность изменять положение печени и селезенки поворотом рукоятки (инструктором или симулированным пациентом), тем самым имитируя дыхательные движения. Тренажер имеет встроенный усилитель звука и МРЗ-плеер для обучения аускультации нормальных и высокотоновых шумов или звуков, возникающих при непроходимости кишечника, а также почечных или аортальных шумов различной локализации. Возможность регулировки уровня громкости кишечных звуков. Компоненты тренажёра не содержат соединений на латексной основе. Для очистки поверхности тренажёра используется мыльный раствор и вода. Более подробно в разделе Документация.