

Аденозин дифосфат (для агрегации тромбоцитов) / Adenosine Diphosphate, кат. № 5366

ФСЗ 2011/11270

система открытая, исследование функции
тромбоцитов, объем 2000 мкл

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	исследование функции тромбоцитов
Назначение	подтверждение тромбоцитарных нарушений
Объем	2000 мкл
Фасовка	аденозина дифосфат (200 мкМ) – 2 шт. × 1 мл

Описание

Аденозин дифосфат / Adenosine Diphosphate для использования в исследованиях агрегации тромбоцитов с целью подтверждения особых тромбоцитарных нарушений.

Основные характеристики:

- подходит для использования с любым агрегометром тромбоцитов;
- высокие концентрации позволяют выполнять разведение в больших и малых дозах, рекомендованных Институтом клинических и лабораторных стандартов;
- возможно замораживание аликвот.