

Агар Чапмана маннито-солевой / Chapman - Mannitol Salt Agar

ФСЗ 2009/04521

агар, Чапмана, для изоляции, культивирования и подсчета стафилококков, флакон, 500 г

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	Чапмана
Назначение	для изоляции, культивирования и подсчета стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г

Дополнительные характеристики

Селективная среда с высокой концентрацией соли. Ферментирующие маннитол бактерии окрашивают среду в желтый цвет.