

Агар Чапмана маннито-солевой (чашки) / Chapman - Mannitol Salt Agar

ФСЗ 2009/04521

агар, Чапмана, для определения чувствительности к
антимикробным препаратам диско-диффузионным
методом, чашки Петри, 20×90 мм

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	Чапмана
Назначение	для определения чувствительности к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом
Упаковка	чашки Петри
Фасовка	20×90 мм