

Агар Клиглера-Хайна с железом (сухая среда)/ Kligler-Hajna

ФСЗ 2009/04521

агар, Клиглера-Хайна, для идентификации Enterobacteriaceae по ферментации декстрозы и лактозы, а также продукции сероводорода, флакон, 500 г

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	Клиглера-Хайна
Назначение	для идентификации Enterobacteriaceae по ферментации декстрозы и лактозы, а также продукции сероводорода
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г