

Агар кровяной основа с налидиксовой кислотой (сухая среда) /
Blood agar BASE+ NALIDIXIC ACIDE

ФСЗ 2009/04521

агар, кровяной, для изоляции грамположительных
бактерий (Streptococcus spp., Listeria spp. и д.р.),
флакон, 500 г

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	кровяной
Назначение	для изоляции грамположительных бактерий (Streptococcus spp., Listeria spp. и д.р.)
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г

Дополнительные характеристики

Налидиксовая кислота ингибирует рост чувствительных грамотрицательных бактерий и частично стафилококков.