

Агар Ловенштейна-Йенсена (пробирки) / L wenstein-Jensen

ФСЗ 2009/04521

агар, Ловенштейна-Йенсена, пробирки со скошенным
агаром с винтовыми крышками 25×7 мл

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	Ловенштейна-Йенсена
Назначение	для изоляции, культивирования и дифференцирования микробактерий
Фасовка	пробирки со скошенным агаром с винтовыми крышками 25×7 мл