

Агар Мак-конки с кристаллическим фиолетовым (чашки Петри) /  
MAC CONKEY + CRYSTAL VIOLET

ФСЗ 2009/04521

агар, Мак-конки, для изоляции и дифференцирования  
грамотрицательных энтеробактерий по способности  
ферментировать лактозу, чашки Петри, 20×90 мм

Bio-Rad, Франция



Характеристики

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип        | агар                                                                                                          |
| Вид        | Мак-конки                                                                                                     |
| Назначение | для изоляции и дифференцирования<br>грамотрицательных энтеробактерий по способности<br>ферментировать лактозу |
| Упаковка   | чашки Петри                                                                                                   |
| Фасовка    | 20×90 мм                                                                                                      |