

Агар Мак-конки с кристаллическим фиолетовым (сухая среда) /
MACCONKEY + CRYSTAL VIOLET

ФСЗ 2009/04521

агар, МакКонки / МакКонки, для изоляции и
дифференцирования грамотрицательных
энтеробактерий по способности ферментировать
лактозу, флакон, 500 г

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	МакКонки / МакКонки
Назначение	для изоляции и дифференцирования грамотрицательных энтеробактерий по способности ферментировать лактозу
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г