

Агар МакКонки без кристаллвиолета и хлорида натрия, с 0.5% таурохолата натрия MacConkey Agar without CV, NaCl with 0.5% Sodium Taurocholate (M082)

ФСЗ 2009/03706

агар, МакКонки / МакКонки, для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	МакКонки / МакКонки
Назначение	для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

M082: Этот агар готовят в соответствии с прописью для целей клинической микробиологии. На этой дифференциальной среде подавляется роение большинства штаммов протеев, что значительно облегчает выделение кишечных бактерий. Она особенно полезна для посевов мочи, так как в ней, наряду с оппортунистическими грамположительными бактериями, может содержаться большое количество протеев. Энтерококки образуют на ней карликовые красноватые колонии.

Среды МакКонки в качестве дифференциальных рекомендуют для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек. В группу входят следующие среды:

1. (M008) MacConkey Agar without CV with 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 0,15% желчных солей
2. (M008A) MacConkey Agar without CV with 0,5% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 0,5% желчных солей
3. (M008B) MacConkey Agar without CV with 1,2% Agar / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 1,2% агар-агара
4. (M081) MacConkey Agar with CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
5. (M081A) MacConkey Agar with CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
6. (M081B) MacConkey Agar with 1,35% Agar, CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Среда МакКонки с 1,3% агар-агара, кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей

7. (M082) MacConkey Agar without CV, NaCl with 0,5% Sodium Taurocholate / Агар МакКонки без кристаллвиолета и хлорида натрия, с 0,5% таурохолата натрия
8. (M082A) MacConkey Agar without CV, NaCl with 0,5% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета и хлорида натрия, с 0,5% желчных солей
9. (M051) MacConkey Agar, Modified / Агар МакКонки модифицированный
10. (M061) MacConkey Agar with Brom Thymol Blue / Агар МакКонки с бромтимоловым синим
11. (M1024) MacConkey Agar Base / Основа агара МакКонки
12. (M298) MacConkey Sorbitol Agar / Агар МакКонки с сорбитом
13. (M007) MacConkey Broth / Бульон МакКонки
14. (M539) MacConkey Broth (Double Strength) / Бульон МакКонки (двойной концентрации)
15. (M796) MacConkey Broth Purple (Double Strength) / Бульон МакКонки с бромкрезоловым пурпурным (двойной концентрации)
16. (M083) MacConkey Broth Purple / МакКонки пурпурный бульон
17. (M083I) MacConkey Broth (Purple) w/BCP / МакКонки бульон (пурпурный) с бромкрезоловым пурпурным
18. (M1125) M-MacConkey Broth / М-Бульон МакКонки.