


Агар МакКонки с кристаллвиолетом, NaCl и 0.15% желчных солей
MacConkey Agar w/ Bile Salts (0.15%) CV and NaCl

ФСЗ 2009/03706

агар, Мак-конки, для селективного выделения и дифференциации патогенных кишечных и колиформных бактерий, флаконы, 5×100 мл / 5×500 мл

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Мак-конки
Назначение	для селективного выделения и дифференциации патогенных кишечных и колиформных бактерий
Упаковка	флаконы
Фасовка	5×100 мл / 5×500 мл

Дополнительные характеристики

Агар для селективного выделения и дифференциации патогенных кишечных и колиформных бактерий; высоко селективна, подавляет рост многих грамположительных бактерий, включая стафилококки.