

Агар мясо-печеночный 0,6% (сухая среда) / Meat-liver 0,6%

ФСЗ 2009/04521

агар, мясо-печеночный, для изоляции,
культивирования и подсчета стафилококков, флакон,
500 г

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	мясо-печеночный
Назначение	для изоляции, культивирования и подсчета стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г

Дополнительные характеристики

Селективная среда с высокой концентрацией соли. Ферментирующие маннитол бактерии окрашивают среду в желтый цвет.