

Агар Мюллера-Хинтона (чашки Петри) / Mueller-Hinton

ФСЗ 2009/04521

агар, Мюллера-Хинтона, для определения чувствительности требовательных организмов к антимикробным препаратам диско-диффузным методом, чашки Петри, 20×90 мм

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	агар
Вид	Мюллера-Хинтона
Назначение	для определения чувствительности требовательных организмов к антимикробным препаратам диско-диффузным методом
Упаковка	чашки Петри
Фасовка	20×90 мм