

Агар Мюллера-Хинтона Mueller Hinton Agar

ФСЗ 2009/03706

агар, Мюллера-Хинтона, для культивирования
нейссерий / для определения чувствительности
микроорганизмов к антимикробным средствам,
флаконы, 5×100 мл / 5×500 мл

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Мюллера-Хинтона
Назначение	для культивирования нейссерий / для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам
Упаковка	флаконы
Фасовка	5×100 мл / 5×500 мл

Дополнительные характеристики

Для культивирования нейссерий и для определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным средствам.