

Агар Сальмонелла-Шигелла модифицированный Salmonella Shigella Agar Modified (M1032)

ФСЗ 2009/03709

агар, Глоскирева (Сальмонелла-Шигелла), для выделения сальмонелл и некоторых шигелл из патологического материала, подозрительных пищевых материалов и т.п., флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Глоскирева (Сальмонелла-Шигелла)
Назначение	для выделения сальмонелл и некоторых шигелл из патологического материала, подозрительных пищевых материалов и т.п.
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Эти дифференциально-селективные среды используют для выделения сальмонелл и некоторых шигелл из патологического материала, подозрительных пищевых материалов и т.п.