

Агар Сальмонелла-Шигелла Salmonella Shigella Agar (M108D)

ФСЗ 2009/03709

агар, Плоскирева (Сальмонелла-Шигелла), для выделения сальмонелл и некоторых шигелл из патологического материала, подозрительных пищевых материалов и т.п., флакон, 100 г / 500 г

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	Плоскирева (Сальмонелла-Шигелла)
Назначение	для выделения сальмонелл и некоторых шигелл из патологического материала, подозрительных пищевых материалов и т.п.
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г

Дополнительные характеристики

Эти дифференциально-селективные среды используют для выделения сальмонелл и некоторых шигелл из патологического материала, подозрительных пищевых материалов и т.п.