

Бульон Йерсиния ИТС (пробирки)/ Yersinia ITS

ФСЗ 2009/04521

бульон, ИТС, 25×9 мл

Bio-Rad, Франция



Характеристики

Тип	бульон
Вид	ИТС
Назначение	для обогащения, изоляции и культивирования Yersinia spp.
Фасовка	25×9 мл

Дополнительные характеристики

Содержит ингибитор роста грамположительных (иргасан, малахитовый зеленый) и ряда грамотрицательных бактерий (тикарциллин)