

Кресло-кровать акушерское модульной конструкции серии OPTIMA (электропривод)

РЗН 2016/4233

выдвижной столик для принятия плода, подголовник, ручки для роженицы, выдвижная емкость, ногодержатель, металл / пластик, встроенная аккумуляторная батарея, высота стола 570-955 мм

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Выдвижной столик для принятия плода	Да
Подголовник	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Материал	металл / пластик
Встроенная аккумуляторная батарея	Да
Угол наклона спинной секции	0-+70 °
Тренделенбург	-12 °
Допустимая нагрузка	190 кг
Вес	118 кг

Габариты

Высота	570-955 мм
--------	------------

Дополнительные характеристики

Финский производитель **Merivaara** производит акушерские кровати. Модель **Optima с электроприводом** разработана специально для рожениц, выпускается конструкция в двух модификациях: с 2 и 4 электрическими приводами.

Optima с 2 электроприводами

Кровать Optima с двумя электроприводами отличается простотой в эксплуатации и эргономичностью. Конструкция изготавливается на основе прочного стального каркаса. Ножная секция и положение тренделенбург регулируются вручную, остальные функции управляются приводами. Во время настройки конструкции практически не требуется прилагать физических усилий.

Высота модели регулируется в диапазоне 590-955 мм, спинную секцию можно отрегулировать в пределах 0-70 градусов. Вес кровати в такой комплектации - 118 кг, при этом максимальная нагрузка на ложе составляет 230 кг. Рекомендуемая максимальная масса пациента - не более 190 кг. Модель имеет запас прочности, поэтому выдержит такую нагрузку. Надежность конструкции производит впечатление.

Кровать Optima с 4 приводами

В новейшую модель Optima производитель установил 4 электропривода. Это самая технологически продвинутая из моделей кровати. Здесь доступны функции, которые ранее нигде не встречались. Доступны специальные электрические регулировки и полная безопасность пациентки. Ножная секция в такой трехсекционной кровати имеет функции наклона и настройки высоты.

Такая кровать открывает новые возможности во время родов. Можно обеспечить роженице дополнительный уровень комфорта. Если говорить о надежности модели, то максимальная нагрузка на ложе такая же, как в конструкции с двумя приводами - 230 кг. Предельный вес пациента не должен быть более 190 кг.

Можно настроить высоту ложа кровати в диапазоне 580-955 мм. Ложе настраивается во время процедуры под доктора и медицинских сотрудников. После родов высоту меняют под женщину, чтобы было удобно именно ей. При настройке позиций отдельных секций можно использовать электропривод. Это не требует от оператора никаких дополнительных усилий.