

Кресло-кровать акушерское модульной конструкции серии OPTIMA

РЗН 2016/4233

выдвижной столик для принятия плода, подголовник, ручки для роженицы, выдвижная емкость, ногодержатель, металл / пластик, встроенная аккумуляторная батарея, высота стола 570-935 мм

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Выдвижной столик для принятия плода	Да
Подголовник	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Материал	металл / пластик
Встроенная аккумуляторная батарея	Да
Угол наклона спинной секции	0-+60 °
Тренделенбург	-12 °
Допустимая нагрузка	190 кг
Вес	114 кг

Габариты

Высота	570-935 мм
--------	------------

Дополнительные характеристики

Optima - акушерская кровать Merivaara с гидравлическим приводом. Конструкция разработана с учетом потребностей пациенток и врачей, которые участвуют в процессе родов. Финский производитель разработал систему, не вызывающую дискомфорта даже у чувствительных женщин.

Особенности кровати для родов

Укомплектованная гидравлическим приводом модель обеспечивает матери и ребенку максимальную безопасность. Женщина может почувствовать себя комфортно и полноценно расслабиться. Одно из ключевых преимуществ кровати с гидравликой - безотказность. Она работает в любых условиях, даже когда отключается электричество. Можно использовать оборудование с таким приводом там, где подачи энергии нестабильные. Особенность гидравлики в том, что регулировки приходится производить вручную. Изменение высоты осуществляется специальной ножной педалью. Однако ручная регулировка не доставляет неудобств - изменения положения секций не требует физических усилий. Процесс изменения высоты и положения секций идет плавно. Спинная секция меняет положение с помощью газовой пружины.

Технические характеристики

Регулировка высоты производится в пределах от 570 до 935 мм. Изменение высоты лежа необходимо скорее для удобства доктора и медицинского персонала. Также смена положения лежа требуется для удобства женщины, которой трудно подниматься после родов. Нижнее положение лежа находится невысоко, подняться с него не составит труда.

Максимальная нагрузка на конструкцию может достигать 230 кг. Кровать подходит даже для грузных женщин. Запас прочности конструкции гарантирует, что изделие не сломается в ответственный момент. Каркас выдержит серьезные механические воздействия. Рекомендуемый максимальный вес пациента - 190 кг. Потому что дополнительную нагрузку на ложе и каркас создает матрас и другие постельные принадлежности. Регулировка спинной секции в кровати осуществляется в диапазоне от 0 до 60 градусов. Также доступна регулировка положения тренделенбург - 12 градусов. Такие настройки помогают создать для роженицы полный комфорт. Основание кровати имеет три секции, которые изготовлены из современных практичных материалов. Вес кровати с гидравликой составляет 114 кг. Благодаря крупным колесам с диаметром 15 см ее легко передвигать и фиксировать с помощью тормоза.