

Светильник операционный ALFA 717

ФСЗ 2010/08173

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2 шт., освещенность 120 кЛк, 4300К, аварийное питание

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Цветовая температура	4300К
Индекс цветопередачи (Ra)	90
Диаметр светового поля	100-250 мм
Срок службы источника света	2000 ч
Размер купола	1140×1140×400 мм

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Двухкупольный галогенный операционный светильник потолочного типа ALFA 717 - применяемый при хирургических вмешательствах и осмотрах общего типа. Бестеневой эффект освещения обеспечен рефлекторной системой, которая состоит из 12+5 рефлекторов, благодаря чему достигнуты отличный уровень освещенности и естественная цветопередача.

Особенности:

- состоит из двух светильников по 12 и 5 рефлекторов соответственно;
- обладает простым и надёжным поворотным механизмом;
- бестеневой светильник.