

Анализатор аудиологический Titan

ФСЗ 2010/07490

тест акустического рефлекса / регистрация ОАЭ /
регистрация стволомозговых слуховых вызванных
потенциалов / тимпанометрия / скрининг импеданса,
настройка частот, подключение к ПК, хранение
результатов

Interacoustics A/S, Дания



Характеристики

Виды тестов	акустического рефлекса / регистрация ОАЭ / регистрация стволомозговых слуховых вызванных потенциалов / тимпанометрия / скрининг импеданса
Дисплей	Да
Настройка частот	Да
Частота	226 Гц
Подключение к ПК	Да
Хранение результатов	Да
Размеры	410×380×210 мм

Дополнительные характеристики

Система Titan – это многофункциональное скрининговое и/или диагностическое устройство, используемое в сочетании с программными модулями персонального компьютера, а также в качестве портативного автономного прибора.