

Биохимический анализатор Dirui CS-1200

ФСЗ 2010/08020

автоматический, напольный, система закрытая, 800 тестов в час, длина волны 340-800 нм, образцов 140 шт., подключение к ЛИС

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	800 тестов в час
Характеристика производительности	до 1200 тестов/час с ИСБ
Методы измерения	колориметрия / потенциометрический / турбидиметрический анализ
Параметры исследования	более 60 встроенных
Длина волны	340-800 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	ликвор / моча / плазма / сыворотка
Количество образцов	140 шт.
Объем пробы	1.5 мкл
Характеритика пробы	min объём дозирования образца: 1.5 мкл, шаг 0.1 мкл / min объём дозирования реагента: 20 мкл, шаг 1 мкл

Реагенты и комплектующие

Реагенты

Комплектные реагенты и растворы для ISE модуля:

- CS-Антибактериальный безфосфорный детергент.
- CS-Щелочной детергент 5 л.
- CS-Щелочной детергент 500 мл.
- Референсный раствор ISE.
- Внутренний стандартный раствор ISE.
- Разбавитель ISE.
- CS-Детергент ISE.

Функции

Подключение к ЛИС

Да

Описание

Напольный высокопроизводительный автоматический биохимический анализатор DIRUI CS-1200 Auto-Chemistry Analyzer (кат.№1520502016) . Производительность до 1200 тестов в час с учетом ионоселективного блока. Предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований в лабораториях со средней производительностью 2000-3000 биохимических тестов в день. Высокая точность и экономичность анализатора достигаются благодаря использованию качественных комплектующих от известных мировых производителей. Современное программное обеспечение упрощает работу на анализаторе и гарантирует высокую степень защиты результатов работы.