

Биохимический анализатор Dirui CS-1600

ФСЗ 2012/12415

автоматический, напольный, система закрытая, 1600 тестов в час, длина волны 340 - 800 нм, автоподатчик для проб, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	1600 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / колориметрия / турбидиметрический анализ / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340 - 800 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	асцитная жидкость / кровь / моча / сыворотка / СМЖ
Загрузка образцов	2 отделения для реагентов, каждый по 67 позиций
Объем пробы	1.5 мкл
Пробирки	первичные пробирки / чашечки для проб / микропробирки

Функции

Автоподатчик для проб	Да
Система охлаждения реагентов	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да

Описание

Автоматический биохимический анализатор Dirui CS-1600. Данный прибор является инструментом для тестирования по широкомасштабному спектру исследований в средних и больших лабораториях с пропускной способностью 1200 т / ч, с ISE до 1600 тестов в час. Имеются функции автоматического определения уровня жидкости, функция определения наложения, автоматическое пипетирование проб и реагентов, интеллектуальная технология выявления закупорки и сгустков, имеется одиннадцатиступенчатая система автоматической промывки.