

Биохимический анализатор Dirui CS-300B

ФСЗ 2010/08020

автоматический, напольный, система закрытая, 300 тестов в час, длина волны 340 - 800 нм, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	300 тестов в час
Характеристика производительности	фотометрический модуль выполняет до 300 тестов в час, производительность ISE модуля 300 тестов в час. Максимальная производительность с в комбинированном режиме с ISE модулем до 600 тестов в час
Методы измерения	двухволновые методы / кинетика / конечная точка / колориметрия / турбидиметрический анализ / непрямой ISE анализ / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340 - 800 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / ликвор / моча / плазма / сыворотка
Объем пробы	2 мкл
Пробирки	первичные пробирки / чашечки для проб

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да

Подключение к ЛИС

Да

Описание

Автоматический биохимический анализатор CS-300B - это компактный настольный анализатор серии DIRUI CS.

Данный прибор является инструментом для тестирования по широкому спектру исследований в малых и средних лабораториях.