

Биохимический анализатор Dirui CS-400

ФСЗ 2010/08020

автоматический, напольный, система закрытая, 400 тестов в час, длина волны 340-800 нм, образцов 115 шт.

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип                               | автоматический                                                 |
| Конфигурация                      | напольный                                                      |
| Система                           | закрытая                                                       |
| Производительность                | 400 тестов в час                                               |
| Характеристика производительности | до 640 тестов/час с ИСБ                                        |
| Методы измерения                  | колориметрия / потенциометрический / турбидиметрический анализ |
| Длина волны                       | 340-800 нм                                                     |
| Калибровка                        | автоматическая                                                 |

Образцы и пробы

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал для исследования | ликвор / моча / плазма / сыворотка                                                                    |
| Количество образцов       | 115 шт.                                                                                               |
| Объем пробы               | 2 мкл                                                                                                 |
| Характеритика пробы       | min объём дозирования образца: 2 мкл, шаг 0.1 мкл / min объём дозирования реагента: 20 мкл, шаг 1 мкл |

Габариты

|        |                  |
|--------|------------------|
| Размер | 1060×790×1150 мм |
| Вес    | 300 кг           |

## Описание

---

**Биохимический анализатор DIRUI CS-400** – настольный автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом. Выполнен в классическом дизайне, представляет собой решение для лабораторий со средними потоками 1000-2000 тестов в день. Управляется с помощью внешнего блока со специальным программным обеспечением на русском языке.

Позволяет проводить широкий спектр биохимических исследований (определение ферментов, субстратов, липидов, электролитов) и иммунотурбидиметрические тесты в крови, сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости.

### **Особенности DIRUI CS-400:**

- Производительность 400 тестов в час, максимальная производительность с ISE-модулем до 800 тестов в час
- 90 позиций для реагентов в двух охлаждаемых роторах
- 120 реакционных позиций, многоразовые кюветы
- 1 диск образцов, всего 115 позиций
- Объем дозирования проб: 1.5 ~ 35 мкл
- Объем дозирования реагентов: 15 ~ 350 мкл
- Реакционный объем: 150 ~ 450 мкл
- 12 длин волны: 340 ~ 800 нм.
- Возможность подключения системы LIS/HIS
- Возможность дозагрузки образцов во время работы анализатора
- Автоматическая промывающая станция на борту анализатора
- Поддерживаются все основные типы первичных пробирок, а также чашечки для проб типа Hitachi и микропробирки