

Биохимический анализатор Dirui CS-600B

ФСЗ 2010/08020

автоматический, напольный, система закрытая, 600 тестов в час, длина волны 340-800 нм, образцов 115 шт., подключение к ЛИС

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	600 тестов в час
Характеристика производительности	600 тестов/час для биреагентных методик; 1000 тестов/час с ионоселективным блоком (ISE)
Методы измерения	колориметрия / потенциометрический / турбидиметрический анализ
Длина волны	340-800 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	ликвор / моча / плазма / сыворотка
Количество образцов	115 шт.
Объем пробы	2 мкл
Характеритика пробы	min объём дозирования образца: 2 мкл, шаг 0.1 мкл / min объём дозирования реагента: 20 мкл, шаг 1 мкл

Функции

Подключение к ЛИС	Да
-------------------	----

Габариты

Размер 1060×790×1150 мм

Вес 300 кг

Описание

Биохимический анализатор DIRUI CS-600B – автоматический напольный биохимический анализатор с произвольным доступом. Выполнен в классическом дизайне, представляет собой решение для лабораторий со средними потоками до 2000 тестов в день.

Предназначен для проведения широкого спектра биохимических исследований: определение ферментов, субстратов, липидов, электролитов и иммунотурбидиметрических тестов в сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости. Для управления анализатором используется полностью русифицированное программное обеспечение с простым и удобным графическим интерфейсом.

Преимущества DIRUI CS-600B:

- Удобство загрузки реагентов на борт анализатора
- Определение типа реагента по штрих-коду
- Однократное использование флакона с реагентом
- Удобные фасовки для моно- и биреагентов
- Оперативное выполнения анализа
- Высокая аналитическая точность определения
- Максимальная автоматизация рабочего процесса

Основные характеристики:

- Производительность до 600 тестов в час
- До 1000 тестов в час с ионселективным блоком (опционально)
- 90 позиций для реагентов в охлаждаемом модуле
- 120 реакционных позиций, многоразовые кюветы
- 1 диск образцов, всего 115 позиций
- Возможность дозагрузки образцов во время работы анализатора
- Объем дозирования проб: 2 ~ 35 мкл
- Объем дозирования реагентов: 20 ~ 350 мкл
- Реакционный объем: 150 ~ 450 мкл
- 12 длин волны: 340 ~ 800 нм
- Возможность подключения системы LIS/HIS
- Автоматическая моющая станция
- Поддерживаются все основные типы первичных пробирок, а также чашечки для проб типа Hitachi и микропробирки