

Биохимический анализатор Dirui CS-6400

ФСЗ 2012/12415

автоматический, напольный, система закрытая, 1600 тестов в час, длина волны 340-800 нм, автоподатчик для проб, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

|                                   |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                               | автоматический                                                                                                                                                                                 |
| Конфигурация                      | напольный                                                                                                                                                                                      |
| Система                           | закрытая                                                                                                                                                                                       |
| Производительность                | 1600 тестов в час                                                                                                                                                                              |
| Характеристика производительности | Модульная система обеспечивает различные конфигурации станции биохимического анализа с максимальной производительностью 7360 тестов в час (4 фотометрических и 2 ионоселективных модуля (ISE)) |
| Произвольный доступ               | Да                                                                                                                                                                                             |
| Методы измерения                  | иммунотурбидиметрия / кинетика / конечная точка / колориметрия / потенциометрический                                                                                                           |
| Параметры исследования            |                                                                                                                                                                                                |
| Длина волны                       | 340-800 нм                                                                                                                                                                                     |

Образцы и пробы

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загрузка образцов | 2 – 8 охлаждаемых роторных отсека для реагентов (2 отсека в каждом аналитическом модуле) |
| Объем пробы       | 1.5 мкл                                                                                  |
| Пробирки          | первичные пробирки / чашечки для проб / микропробирки                                    |

Функции

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Автоподатчик для проб        | Да |
| Система охлаждения реагентов | Да |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Считывание штрих-кода | Да |
| Подключение к ПК      | Да |
| Подключение к ЛИС     | Да |

## Описание

---

Модульный автоматический биохимический анализатор, гибкая система с непрерывной подачей образцов, предназначенная для лабораторий с высокими объёмами биохимических исследований. Позволяет обеспечить непрерывную работу в крупных клинико-диагностических лабораториях. Возможны различные варианты исполнения, включающие модуль загрузки образцов, ионоселективный модуль, и от 1 до 4 биохимических модулей. Полная интеграция в ЛИС, максимальная степень автоматизации и автономности рабочего процесса. Встроенная утилита для резервного копирования баз данных. Удобная цветовая маркировка и маркировка специальным штрих-кодом штативов для образцов, позволяют быстро определить назначение пробы (контроль качества, калибровка, рутинная, срочный тест, перезапуск и т.п.). Удобное программное обеспечение и простая процедура периодического техобслуживания не требуют специальной подготовки для ежедневной работы на приборе. Независимое функционирование модулей позволяет избежать остановки всей системы при невозможности работы на одном из модулей (например, при техобслуживании или при необходимости замены реагентов на одном из модулей). Имеется полный перечень наборов реагентов в системных флаконах со штрих-кодами.