

Биохимический анализатор Dirui CS-T240

ФСЗ 2010/08020

автоматический, настольный, система открытая, 240 тестов в час, длина волны 340-800 нм, образцов 57 шт.

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	240 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340-800 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	ликвор / моча / плазма / сыворотка
Количество образцов	57 шт.
Объем пробы	3 мкл
Характеристика пробы	min объем дозирования образца: 3 мкл, шаг 0.1 мкл / min объем дозирования реагента: 10 мкл, шаг 1 мкл

Габариты

Размер	998×752×517 мм
Вес	120 кг

Описание

Биохимический анализатор DIRUI CS-T240 – настольный автоматический биохимический анализатор произвольного доступа. Для управления анализатором используется полностью русифицированное программное обеспечение с простым и удобным графическим интерфейсом.

Позволяет проводить широкий спектр биохимических исследований (определение ферментов, субстратов, липидов, электролитов) и иммунотурбидиметрические тесты в крови, сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости.

Преимущества анализатора DIRUI CS-T240:

- Производительность до 240 тестов в час по бирагентным методикам
- Надежные рабочие модули производства Японии, США, Германии
- Универсальный ротор-трансформер для реагентов и образцов
- Водяное термостатирование
- Возможность подключения системы LIS/HIS
- Недорогие расходные материалы

Основные характеристики DIRUI CS-T240:

- 120 многоразовых реакционных кювет
- Реагенты и образцы в одном диске, всего 66 позиций (№45 позиция специально для Антибактериального безфосфорного детергента)
- Автоматическая моющая станция
- Объем дозирования проб: 3 ~ 35 мкл
- Объем дозирования реагентов: 10 ~ 450 мкл
- Реакционный объем: 150 ~ 550 мкл
- 12 длин волны: 340 ~ 800 нм.

Анализатор будет оптимален в лабораториях с производительностью до 50 пациентов в день по 8–12 параметрам (около 500 биохимических тестов в день). Может использоваться в качестве основного анализатора в экспресс-лабораториях или в качестве вспомогательного анализатора в лабораториях с высокой производительностью.