

Анализатор СОЭ Alifax Roller 10 PN

ФСЗ 2010/06240

60 тестов в час, капиллярная кровь, подключение к ЛИС

ALIFAX S.r.l., Италия



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	капиллярная кровь
Калибровка	ручная
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	240×380×450 мм
Вес	13.5 кг

Описание

Анализатор Alifax ROLLER 10 PN - автоматический анализатор для определения скорости оседания эритроцитов капиллярной крови.

Характеристики:

- всего **30 мкл капиллярной крови** с ЭДТА на исследование при ручной подаче;
- результат за первые 20 секунд агрегации эритроцитов;
- **первый результат через 5 минут** от начала анализа;
- вместимость **до 10 образцов**;
- производительность **до 60 тестов в час**;
- результаты измерения сопоставимы со значениями, полученными **методом Вестергрена** (корреляция 90-99%), и представлены в мм/ч;
- внешний контур - капиллярная кровь в педиатрических пробирках без прокалывания;
- сенсорный LCD экран;
- возможно подключение внешнего сканера штрих-кодов (опционально);
- латексные контроли;
- автоматическое перемешивание проб.