

Анализатор СОЭ Alifax Roller 20 PN

ФСЗ 2010/06240

75 тестов в час, кровь, подключение к ЛИС

ALIFAX S.r.l., Италия



Характеристики

Производительность	75 тестов в час
Материал для исследования	кровь
Калибровка	ручная
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	240×380×450 мм
Вес	16 кг

Описание

Анализатор СОЭ Alifax Roller 20 PN - автоматический анализатор определения СОЭ в венозной и капиллярной крови.

Объем пробы:

- 100 мкл капиллярной крови с ЭДТА (ручная подача);
- 175 мкл цельной венозной крови с ЭДТА (автоматическая подача);
- 800 мкл - необходимый объем пробы в пробирке с учетом «мертвого объема» при автоматической подаче.

Вместимость: 18 проб.

Производительность: до 75 тестов в час.

Длина волны: 620 нм.

Особенности:

- **результат за первые 20 секунд** агрегации эритроцитов;
- первый результат через 5 минут от начала анализа;
- **не требует реагентов**, единственный расходный материал – смарт-карты с тест-единицами;
- **результаты в мм/ч** сопоставимы со значениями, полученными методом Вестергрена (корреляция 90-99%);
- внутренний контур с автоматическим забором венозной крови;
- используются первичные **пробирки 13×75 мм с ЭДТА**;
- внешний контур - капиллярная кровь в педиатрических пробирках без прокалывания;
- сенсорный **LCD экран**;

- возможно подключение внешнего сканера штрих-кодов (опционально);
- латексные контроли;
- автоматическое перемешивание проб.

Размеры: 24 x 38 x 45 см.

Вес: 16 кг.