

Анализатор СОЭ Alifax Test 1

ФСЗ 2008/02628

150 тестов в час, кровь, подключение к ЛИС

ALIFAX S.r.l., Италия



Характеристики

Производительность	150 тестов в час
Материал для исследования	кровь
Калибровка	автоматическая
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	540×480×595 мм
Вес	41 кг

Описание

Анализатор СОЭ Alifax Test 1 - автоматический анализатор для определения скорости оседания эритроцитов венозной крови.

Объем пробы: 175 мкл цельной венозной крови с ЭДТА (первые две пробы по 225 мкл).

Вместимость: 40-60 проб.

Производительность: до 124 тестов в час.

Длина волны: 620 нм.

Особенности:

- результат СОЭ за 20 секунд;
- **результаты в мм/ч** сопоставимы со значениями, полученными **методом Вестергрена** (корреляция 90-99%);
- автоматический забор венозной крови;
- используются первичные пробирки 13×75-95 мм с ЭДТА;
- возможность прямой загрузки штатива с пробирками из гематологического анализатора;
- мертвый объем всего 1 мл;
- латексные контроли;
- автоматическое перемешивание проб.

Используемые штативы:

- **Alifax TEST 1 TH/THL** - стандартные штативы Alifax, штативы для гематологического анализатора (Beckman, Bayer, Abbott, Sysmex, ABX) в случае использования адапторов.

- **Alifax TEST 1 BCL** - зеленые штативы Alifax, штативы для гематологического анализатора Beckman Coulter LH 700.
- **Alifax TEST 1 SDL** - кассеты гематологического анализатора Sysmex SF/SE/XE.
- **Alifax TEST 1 MDL** - штативы для гематологического анализатора Beckman Coulter LH 500.
- **Alifax TEST 1 YDL** - штативы для гематологического анализатора Bayer/Siemens Advia 120/2120.