

Гематологический анализатор Mindray BC-3000 Plus

РЗН 2016/4042

60 тестов в час, кровь / капиллярная кровь

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	кровь / капиллярная кровь
Размеры	460×390×400 мм
Вес	21 кг

Описание

Гематологический анализатор Mindray BC-3000 Plus обеспечивает полностью автоматический процесс работы (разведение образца, внесение реагентов, смешивание, прочистка засорений, измерение, расчеты и вывод результатов на монитор и принтер).

Свойства BC-3000 Plus:

- Высочайшая точность измерений.
- Безцианидный метод определения гемоглобина.
- Автоматическая программа тестирования прибора, включая ежедневного обслуживания.
- Автоматическая система незамедлительного удаления остаточных реагентов и реагентов с истекшим сроком хранения.
- Удобный интерфейс: большой цветной дисплей, отображающий все результаты анализа с гистограммами, встроенный принтер, большой объем внутренней памяти.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Экономичность.