

Гематологический анализатор Mindray BC-3600

ФСЗ 2012/12468

60 тестов в час, кровь / капиллярная кровь

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	кровь / капиллярная кровь
Размеры	390×450×445 мм
Вес	25 кг

Описание

Mindray BC-3600 является автоматическим гематологическим анализатором с высоким уровнем точности проводимых исследований. Данная система имеет целый ряд параметров, которые позволяют работать в нужном вам направлении. Устройство оборудовано многими необходимыми функциями, является очень экономичным в потреблении энергии, а также соединяется с ПК при помощи обычного USB кабеля. Гематологический анализатор BC-3600 имеет в комплекте большой цветной монитор, русскоязычное ПО и пульт управления.

Параметры исследования: WBC / LYM# / LYM% / MID# / MID% / GRAN# / GRAN% / RBC / HGB / HCT / MCV / MCH / MCHC / RDW-CV / RDW-SD / PLT / MPV / PCT / PDW / Plt – RBC - / WBC / P-LCC и P-LCR / 3-гистограммы.