

Гематологический анализатор Mindray BC-5300

ФСЗ 2008/03107

60 тестов в час, цельная кровь / капиллярная кровь,
подключение к ЛИС

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	цельная кровь / капиллярная кровь
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	410×470×530 мм

Описание

Гематологический анализатор Mindray BC-5300 – это настольная система, объединяющая в себе самые современные технологии, гарантирующие получение надежных и точных результатов анализа крови с дифференциацией лейкоцитов по пяти субпопуляциям всего по 20 мкл крови. Программное обеспечение на платформе Windows предоставляет ряд передовых функциональных возможностей, повышающих эффективность работы лаборатории. Анализатор BC-5300 не требует никакого ежедневного обслуживания и позволяет настраивать автоматическую очистку, максимально облегчающую повседневную эксплуатацию.

Параметры исследования: WBC / Lymph# / Mon# / Neu# / Eos# / Bas# / Lymph% / Mon% / Neu% / Eos% / Bas% / RBC / HGB / HCT / MCH / MCV / MCHC / RDW-CV / RDW-SD / PLT / MPV / PDW / PCT.

Параметры для научных исследований LIC% / LIC# / ALY% / ALY#.