

## Гематологический анализатор Mindray BC-5800

ФСЗ 2010/07605

90 тестов в час, цельная кровь / капиллярная кровь,  
подключение к ЛИС

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



### Характеристики

---

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Производительность        | 90 тестов в час                   |
| Материал для исследования | цельная кровь / капиллярная кровь |
| Подключение к ЛИС         | Да                                |
| Размеры                   | 664×613×585 мм                    |
| Вес                       | 76 кг                             |

### Описание

---

**Гематологический анализатор Mindray BC-5800** создает новые возможности для лабораторий среднего размера. С учетом возросшего спроса на высококачественные измерения и точную постановку диагноза в BC-5800 реализованы надежный метод анализа с помощью химических красителей, полная дифференцировка на 5 субпопуляций и возможность настройки критериев повторного исследования. Благодаря высокой скорости (90 тестов в час) и управлению посредством сенсорного экрана BC-5800 можно теперь использовать как универсальную рабочую станцию и оптимизировать стандартную рабочую процедуру в лаборатории.

#### Параметры исследования:

- 29 параметров: WBC / Lym% / Mon% / Neu% / Bas% / Eos% / Lym# / Mon# / Neu# / Eos# / Bas# / RBC / HGB / HCT / MCV / MCH / MCHC / RDW-CV / RDW-SD / PLT / MPV / PDW / PCT / P-LCR / P-LCC.
- 4 параметра для научных исследований: LIC% / LIC# / ALY% / ALY#.
- 2 Гистограммы для RBC и PLT.
- 2 Скатерограммы: 4-дифференциальная скатерограмма, Скатерограмма для базофилов.

**Реагенты:** дилуент / LEO(I) / LEO(II) / LBA / LH / Очищающий реагент (все реагенты снабжены датчиками жидкости).