

Гематологический анализатор Dirui BF-6500

ФСЗ 2012/12901

60 тестов в час, цельная кровь / предварительно разбавленная кровь, подключение к ЛИС

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	цельная кровь / предварительно разбавленная кровь
Калибровка	автоматическая / ручная
Подключение к ЛИС	Да

Описание

DIRUI BF-6500 – автоматический гематологический анализатор, обладающий высокой производительностью до 60 тестов в час, используется в средних лабораториях. Определение лейкоцитарной формулы проводится с разделением лейкоцитов на 5 субпопуляций. Для проведения исследования можно использовать как цельную, так и предварительно разведённую кровь.

Управление анализатором осуществляется с помощью персонального компьютера со специальным программным обеспечением. Встроенный термопринтер обеспечивает мгновенную печать полученных результатов. Все данные и гистограммы выводятся на экран ПК. Небольшие габаритные размеры позволяют сэкономить место на рабочем столе лаборанта.

Особенности:

- 24 параметра для отчета, 10 исследуемых параметров, 4 гистограммы, 1 диаграмма рассеивания
- Объем дозирования проб: 10 мкл (цельная кровь, режим CBC), 20 мкл (цельная кровь, режим CBC+DIFF), 20 мкл (кровь предразведения)
- Объем памяти: 100 000 пациентов, включая скатерограмму, гистограмму и информацию о пациенте
- Закрытая реагентная система
- Сканер штрих-кодов
- Калибровка: ручная, автоматическая, по свежей крови
- Программирование автоматической промывки через определенное количество тестов
- Функция очистки аппертур разными методами, не требующая вмешательства сервисного инженера
- Возможность подключения системы LIS/HIS
- Используются реагенты без цианида