

Гематологический анализатор Dirui BF-6800

ФСЗ 2012/12901

60 тестов в час, цельная кровь / предварительно разбавленная кровь

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	цельная кровь / предварительно разбавленная кровь
Калибровка	автоматическая / ручная

Описание

Dirui BF-6800 – автоматический гематологический анализатор.

Характеристики:

- венозная кровь, цельная кровь
- возможность проводить как CBC-3diff, так и расширенный анализ 5diff
- возможность работы как с цельной, так и с разведенной кровью
- сканер штрих-кодов;
- калибровка: ручная, автоматическая, по свежей крови
- сообщения о необходимости замены реагентов и профилактического обслуживания;
- 24 параметра измерений, 4 гистограммы, 1-скатерограмма;
- функция перемешивания проб;
- функция срочного анализа с поддержкой 4-х типов пробирок;
- одновременная загрузка 50 образцов в автоматическом режиме;
- возможность подключения к ЛИС;
- функция автоматической промывки через указанное количество тестов;
- распечатка результатов в любом удобном формате;
- удобное размещение лизирующих растворов, не требуется дополнительное место на рабочем столе.

Параметры исследования:

WBC / BAS# / NEU# / EOS# / LYM# / MON# / BAS% / NEU% / EOS% / LYM% / MON% / RBC / HGB / MCV / MCH / MCHC / RDW-CV / RDW-SD / HCT / PLT / MPV / PDW / PCT / P-LCR