

Гематологический анализатор Sysmex XN-3000 / XN-3100

РЗН 2014/2233

80 / 163 / 200 тестов в час, кровь / жидкие среды организма, подключение к ЛИС

Sysmex Corporation, Япония



Характеристики

Производительность	80 / 163 / 200 тестов в час
Материал для исследования	кровь / жидкие среды организма
Калибровка	автоматическая
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	2000×1074×902 мм
Вес	279 кг

Описание

Гематологическая станция XN-3000/3100 обеспечивает стандартизацию всего процесса выполнения общего анализа крови, включая этап приготовления и окраски мазков. В состав станции входят два модуля автоматического гематологического анализа, каждый из которых может быть оснащен всеми диагностическими возможностями серии XN и модуль приготовления и окраски мазков SP-10 для станции XN-3000 или SP-50 для станции XN-3100.

Модуль гематологического анализа XN-10/20:

- CBC+DIFF – режим полного гематологического анализа крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на 6 субпопуляций лейкоцитов: 200 образцов/час;
- CBC+DIFF+RET – режим полного гематологического анализа крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на 6 субпопуляций лейкоцитов и анализ ретикулоцитов (активированы 2 RET-канала): 163 образца/час;
- BF-анализ – цитологическое исследование жидкостей тела (активированы 2 BF-канала): 80 образцов/час.

Модуль автоматического приготовления и окраски мазков SP-10 (XN-3000):

- 120 окрашенных мазков в час.

Модуль автоматического приготовления и окраски мазков SP-50 (XN-3100):

- стандартный режим - 35 окрашенных мазков в час;
- высокопроизводительный режим (high-throughput licence) - 75 окрашенных мазков в час.