

Анализатор глюкозы и лактата Dr.Muller SUPER GL speedy

ФСЗ 2012/11951

автоматический, настольный, система закрытая, 120 / 200 тестов в час, экспресс-анализатор, образцов 60 шт., считывание штрих-кода

Dr.Muller Geratebau GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	120 / 200 тестов в час
Характеристика производительности	глюкоза - 200 образцов в час, глюкоза/лактат - 120 образцов/час
Экспресс-анализатор	Да
Методы измерения	ферментный амперометрический
Параметры исследования	- глюкоза от 0.6 ммоль/л до 50 ммоль/л или от 10.8 мг/дл до 900.8 мг/дл - лактат от 0.5 ммоль/л до 30 ммоль/л или от 4.5 мг/дл до 270 мг/дл
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / ликвор / плазма / сыворотка
Количество образцов	60 шт.
Объем пробы	10-20 мкл

Функции

Дисплей	сенсорный
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да

Габариты

Размер	470×280×450 мм
Вес	11 кг

Описание

Автоматический анализатор глюкозы и лактата Dr.Muller SUPER GL speedy предназначен для серийных исследований в больших и средних лечебных учреждениях.