

Биохимический анализатор Thermo Fisher Indiko Plus

РЗН 2013/799

автоматический, настольный, система открытая, 350 тестов в час, длина волны 340, 380, 405, 450, 510, 540, 575, 600, 620, 660, 700 нм, образцов 54 шт., автоподатчик для проб, считывание штрих-кода



Thermo Fisher Scientific Oy, Финляндия

Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	открытая
Производительность	350 тестов в час
Характеристика производительности	до 120 в час (с использованием модуля ИСЭ)
Методы измерения	фотометрический
Параметры исследования	список определяемых параметров
Длина волны	340, 380, 405, 450, 510, 540, 575, 600, 620, 660, 700 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / сыворотка
Количество образцов	54 шт.
Объем пробы	2-120 мкл

Функции

Автоподатчик для проб	Да
Система охлаждения реагентов	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да

Габариты

Размер	750×700×620/1300 мм
Вес	110 кг

Описание

Анализатор биохимический Indiko предназначены для средних и крупных лабораторий.

Анализатор является автономным устройством, не требующим подключения внешнего источника воды или слива, что делает его установку простой и быстрой.

Автоматическое обнаружение сгустков.

Возможность определения гликированного гемоглобина в автоматическом режиме из цельной крови.

Уникальный дизайн кювет: основой экономичной эффективности анализаторов Indiko является использование кювет малого объема.