

Биохимический анализатор Thermo Fisher Konelab PRIME 30

ФСЗ 2009/04716

автоматический, напольный, система открытая, 300 тестов в час, длина волны 340-800 нм, автоподатчик для проб

Thermo Fisher Scientific Oy, Финляндия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	300 тестов в час
Характеристика производительности	180 тестов в час - потенциометрические, 300 тестов в час - фотометрические
Методы измерения	фотометрический
Параметры исследования	- ферменты - субстраты - специфические белки - электролиты - лекарственные вещества - наркотики
Длина волны	340-800 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / сыворотка
Загрузка образцов	до 84 стандартных, 6 проб для срочного анализа (STAT), 39 контролей и стандартов
Объем пробы	100- мкл

Функции

Автоподатчик для проб	Да
Система охлаждения реагентов	Да
Подключение к ПК	Да

Описание

Konelab PRIME 30 автоматический анализатор с возможностью загрузки срочных образцов. Уникальная технология микрообъемного дозирования позволяет сэкономить реагенты, обеспечивая возможность использовать анализатор в педиатрии. Идентификация реагентов и проб происходит после считывания специального штрих-кода. Управление аппаратом происходит с компьютера, который размещается на специальной подставке.

До 300/600 фотометрических тестов в час, 60 образцов в час / до 300 тестов при использовании 5 электродов (K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca²⁺, Li⁺)