

Биохимический анализатор Thermo Fisher Konelab PRIME 60

ФСЗ 2012/12654

автоматический, напольный, система открытая, 600 тестов в час, автоподатчик для проб

Thermo Fisher Scientific Oy, Финляндия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	600 тестов в час
Характеристика производительности	180 / час - параллельно при наличии ИС блока
Методы измерения	потенциометрический / фотометрический
Параметры исследования	- ферменты - субстраты - микроэлементы - специфические белки - электролиты - токсины - мониторинг лекарственных препаратов - наркотические вещества - индивидуальные химические вещества и их производные

Образцы и пробы

Материал для исследования	моча / сыворотка
Количество позиций для проб	90 шт.

Функции

Автоподатчик для проб	Да
Система охлаждения реагентов	Да