

Биохимический анализатор URIT-8030

ФСЗ 2012/12519

автоматический, напольный, система открытая, 300 тестов в час, длина волны 340 - 800 нм, образцов 71 шт., подключение к ЛИС

URIT Medical Electronic Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	открытая
Производительность	300 тестов в час
Методы измерения	дифференциальный режим / двухволновые методы / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка
Параметры исследования	
Длина волны	340 - 800 нм
Методы расчета	нелинейная калибровка / по стандарту / по фактору
Калибровка	линейная / мультистандартный анализ / нелинейная

Образцы и пробы

Количество образцов	71 шт.
---------------------	--------

Функции

Система охлаждения реагентов	Да
Подключение к ПК	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер	1020×700×1120 мм
--------	------------------

Вес

75 кг

Описание

Анализатор URIT-8030 - высокопроизводительная автоматизированная система для исследований в области клинической биохимии.

Особенности:

- съемная карусель для реагентов на 60 позиций;
- карусель для образцов на 45 позиций (первичные пробирки или стаканчики для проб), включая позиции для стандартов, контрольных материалов и срочных проб;
- независимое электропитание холодильника для реагентов.

Управление анализатором:

- внешний компьютер;
- ОС Windows XP.