

Биохимический анализатор Erba XL-200

ФСЗ 2011/09043

автоматический, настольный, система закрытая, 200 тестов в час, длина волны 340, 405, 505, 546, 578, 600, 660, 700 нм, считывание штрих-кода

Erba Lachema s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный
Система	закрытая
Производительность	200 тестов в час
Характеристика производительности	до 200 тестов в час / до 360 тестов в час с блоком определения электролитов
Методы измерения	бихроматический / монохроматический / дифференциальный режим / имунотурбидиметрия / кинетика / конечная точка / потенциометрический
Параметры исследования	Определение активности ферментов, субстратов, электролитов, имунотурбидиметрия.
Длина волны	340, 405, 505, 546, 578, 600, 660, 700 нм
Методы расчета	калибровочной кривой / одиночным калибратором / по фактору
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	ликвор / моча / плазма / сыворотка
Загрузка образцов	72 сыворотки (по 24 образца в штативе)
Объем пробы	2-70 мкл
Пробирки	первичные (5, 7, 10 мл), микрочашечки

Функции

Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да

Габариты

Размер	700x700x550 мм
Вес	110 кг

Описание

Настольный автоматический биохимический анализатор Erba XL-200, обладающий возможностью проведения срочных анализов. Анализатор обеспечивает полный спектр методов анализа: по конечной точке, кинетика, двухточечная кинетика, прямая потенциометрия, турбидиметрические, дифференциальные, моно- и бихроматические методики. Выполняемые анализы: определение активности ферментов, субстратов, электролитов, иммунотурбидиметрия.