

Биохимический анализатор Erba XL-640

ФСЗ 2011/09043

автоматический, напольный, система закрытая, 400 тестов в час, длина волны 340-800 нм, образцов 80 шт.

Erba Lachema s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	400 тестов в час
Характеристика производительности	400 тестов в час / 640 тестов в час с ISE блоком
Методы измерения	бихроматический / монохроматический / дифференциальный режим / кинетика / двухточечная кинетика / конечная точка / потенциометрический
Длина волны	340-800 нм
Методы расчета	калибровочной кривой / одиночным калибратором / по фактору
Калибровка	линейная / мультиточечная / нелинейная / по фактору

Образцы и пробы

Количество образцов	80 шт.
Объем пробы	2-70 мкл
Пробирки	первичные (5, 7, 10 мл), микрочашечки

Габариты

Размер	910x780x1160 мм
Вес	200 кг