

Анализатор для иммунометрии автоматический Chorus Trio

РЗН 2015/3292

иммуноферментный, материал исследования
сыворотка, время инкубации - мин, 30, 30 позиций для
реагентов, объем пробы - мкл, считывание штрих-кода

DIESSE, Италия



Характеристики

Тип	иммуноферментный
Материал для исследования	сыворотка
Время инкубации	- мин
Время исследования	60-90 мин
Загрузка образцов	30
Количество позиций для реагентов	30 шт.
Объем пробы	- мкл
Параметры исследования	- 1 картридж - 1 пациент; - больше 80 готовых тестов в РСК и ИФА-формате.
Память	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Дисплей	цветной сенсорный
Размеры	450×4650×520 мм
Масса	45 кг

Описание

Анализатор для иммунометрии автоматический Chorus Trio - иммуноферментный анализатор для определения инфекционных, аутоиммунных и гормональных заболеваний.

Особенности:

- одновременная загрузка на борт до 30 одноразовых реагентных картриджей;
- реагенты готовы к использованию, представляют из себя картридж;
- многоуровневая система обеспечивает надежную защиту от ошибок;

- память на 50 сессий (по 30 тестов в каждой сессии).